腰部固定带 Taketora_®



● 2つの思いやり構造

①上下対称構造のため、正面接着部分をご自身の使 いやすい合わせ向き(右前or 左前)で装着できます。 ②正面と補助ベルトの面ファスナー接着部分の端に take off zone があるため、着脱しやすいです。

●メッシュ素材

伸縮部分・非伸縮部分ともに、通気性を 重視したメッシュ素材を採用しています。

*ステーは取外し出来ません。

耐能ステー(プラスチック製)

4本のステーを体型に添うように腰部の 中心にフィットさせることで、効果的に サポートします。

弾力性のある特殊樹脂のため追従性に優 れています。体型ラインに密着させるた め凸型断面になっています。

ステーの軽量化が実現しました。



補助ベルト-

平ゴムタイプで伸縮性に優れています。 腹斜筋にそった補助ベルトは腹圧を高 め、下腹部を引き上げて腰部への負担 を軽減します。

ステー(樹脂製)の上から留めるため、 よりフィット感が得られます。



装着例)左前合わせ



背面

小側(平面 ステー断面

約 12.5 cm 約 20 cm

肌側

ナイロン、綿、ゴム、ポリエステル、 ポリウレタン、樹脂ステー

ているので、過伸展を防ぎ背筋を補助します。

動きやすさ、通気性そしてホールド性。3つの機能をバランスよく

実現した形状です。【腹部の幅】が狭くなっているので、前屈制限 が少なく、しかも胃に負担をかけません。【背部の幅】が広くなっ



- ・水の温度は30℃を限度とし、弱く手洗いをしてください。・塩素系漂白剤等による漂白はできません。 (洗濯機のご使用は避けてください。)
- ・洗剤は、中性洗剤をご使用ください。
- ・面ファスナーは閉じた状態で洗濯してください。

ブラック LL

この商品のメーカー出荷はケース単位(10枚入)です。

- ・アイロン、ドライクリーニングは避けてください。
- ・日陰でつり干しをしてください。

4958995339956

規格/腰廻り 販売単位 JAN CODE 商品番号 ホワイト S 033982 65cm ∼ 75cm 1枚 4958995339826 ホワイト 033983 75cm ∼ 90cm 1枚 4958995339833 M 90cm ∼ 105cm 4958995339840 033984 1枚 ホワイト L 105cm ∼ 120cm 033985 ホワイト LL 1枚 4958995339857 65cm ∼ 75cm 1枚 033992 ブラック S 4958995339925 75cm ∼ 90cm ブラック 033993 M 1 枚 4958995339932 90cm ∼ 105cm 033994 ブラック L 1枚 4958995339949

105cm ~ 120cm

処置にあたり腰部固定帯 を使用した場合

区分 J119-2 腰部又は<u>胸</u> 部固定帯固定 35 点の算定 に対して、区分 J200 腰部 固定帯加算(初回のみ)170 点を加算できる。

発売元



033995

URL http://taketora-web.com/ E-mail info@taketora-web.com

取扱店

1枚